

## Ficha Técnica

### Recarga P/ Caixa de Primeiros Socorros

Ref<sup>a</sup>.: 00318A

Mod.: PDM090 - PDM071

Revisão 01



### Especificações Técnicas

- Recarga para caixa de primeiros socorros.
- Conteúdo:
  - 1 Cópia decreto regulamentar 388 de 15-07-2003;
  - 2 par de luvas esterilizadas;
  - 1 Solução desinfetante 10% 125ml;
  - 1 Solução de soro fisiológico;
  - 1 Gaze esterilizada 18x40cm;
  - 3 Gaze esterilizadas 10x10cm;
  - 1 Pinça esterilizada;
  - 1 Pack de algodão;
  - 1 Caixa com 10 pensos rápidos;
  - 1 Adesivo 5mtx2,5cm;
  - 1 Gaze adesiva 10cmx3,5mt;
  - 1 Tesoura 10cm;
  - 1 Garrote;
  - 1 Saco de gelo instantâneo;
  - 1 Saco do lixo.

- Peso: 1,05Kg.

### Campo de Aplicação

- Para recarga de caixas de 1<sup>o</sup>s Socorros até 3 pessoas.

### Acessórios e Equipamentos Complementares

### Normas e Simbologia

- Não Aplicável.



» Mais Informação, consulte [www.hrgroup.pt](http://www.hrgroup.pt),  
» produtos » normas e simbologias.