

## Ficha Técnica

### Garrafa Lava-Olhos de Solução pH Neutro - 0,2L

Ref<sup>a</sup>.: 00558

Mod.: R135

Revisão 00



### Especificações Técnicas

- Garrafa Lava-Olhos de Solução pH Neutro - 0,2L.
- Solução de tampão fosfato esterilizada 4,9%.
- Para neutralizar ácidos e alcalinos.
- Deve ser usado pelo menos por dois minutos.

- Capacidade: 0,2L

### Campo de Aplicação

- Lava Olhos de emergência para utilizar em caso de não dispor de lava olhos fixo. Ideal para pessoas que realizam trabalhos em locais distintos.
- Em caso de contacto com ácidos ou bases, recomenda-se uma lavagem periódica de pelo menos 2 minutos com a solução de pH neutro. Prosseguir com a lavagem até que seja visto por um médico.

### Acessórios e Equipamentos Complementares

### Normas e Simbologia

- Não aplicável.



» Mais Informação, consulte [www.hrgroup.pt](http://www.hrgroup.pt),  
» produtos » normas e simbologias.